



Регистрация ЭКГ-12 у взрослых и детей быстро, качественно, просто

Электродный пояс Taruz

с встроенными электродами ЭКГ
(Taruz medical, Израиль)

Запатентованная система,
проверенная многолетним
опытом применения во
многих странах мира

- **Установка пояса** настолько **проста**, что доступна даже для самого пациента
- **Быстрое наложение электродов** – важное преимущество перед стандартными электродами для экстренных случаев
- **Подключение к любым электрокардиографам** через встроенный кабель пациента
- Анатомически правильное положение грудных электродов обеспечивает **запись ЭКГ**, практически **идентичную записи со стандартных электродов**
- Эластичная латексная конструкция позволяет использовать пояс у **пациентов различного телосложения**
- **Не нужно брить** пациента
- **Нет спутанных проводов**



Применение пояса Taruz особенно востребовано:

- ✓ для **поликлиник, амбулаторий, ФАПов**
- ✓ при **дистанционной регистрации ЭКГ на выезде** (например, в системе скорой помощи)
- ✓ при **регистрации ЭКГ на дому**



Апробировано в РКНПК МЗСР РФ
при дистанционной регистрации
ЭКГ в Москве и Московской области.

Модель для взрослых

с встроенным кабелем пациента:

Кат. № 11011



- Ремень для закрепления электродов на груди
- 6 грудных электродов
- 2 отведения на руки
- Электрод на левую ногу
- Земляной электрод,
- Кабель пациента



Стандартный разъем D-Sub

Модель для детей

с встроенным кабелем пациента:

Кат. № 11015



- Подходит для обхвата груди 35-75 см (от новорожденных до подростков)
- Ремень для закрепления электродов на груди
- 6 грудных электродов
- 2 отведения на руки
- Электрод на левую ногу
- Земляной электрод
- Кабель пациента



Стандартный разъем D-Sub